

สถานะบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์อย่างชัดเจนเป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นหาผลการตรวจสอบย้อนหลังได้

Job Sheet

**TA** ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่  
TA Technoplus (Thailand) Limited Partnership  
279, 279/1 หมู่ที่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ : 053-350520 แฟกซ์ : 053-350521

ใบแจ้งบริการ (Service Order) เลขที่ : \_\_\_\_\_  
วันที่ : 06/02/67

ลักษณะงาน  ซ่อมเครื่อง  ติดตั้งเครื่อง  บำรุงรักษาเครื่อง  สอบเทียบ  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
สถานที่ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอเมือง เชียงใหม่ แผนก ER  
อาคาร/ตึก \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ผู้ติดต่อ จอห์น พอล  
โทรศัพท์ 089-7575531 แฟกซ์ \_\_\_\_\_

รายการที่ได้รับแจ้ง

เครื่อง	รุ่น / หมายเลขเครื่อง	รหัส / หมายเลขครุภัณฑ์
1 EKO	Zoncare iMAC/H021240214001N000A	
อุปกรณ์		
1 อุปกรณ์ภายนอก		
2 ชิ้น EKO		

อาการเสีย ล้อสันทรายหน้าเฟือง

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

เจ้าหน้าที่ จอห์น พอล ผู้รับเครื่องซ่อม ลูกค้า AS ผู้ส่งเครื่องซ่อม  
วันที่ 06/02/67 วันที่ 06/02/67

เจ้าหน้าที่ \_\_\_\_\_ ผู้ส่งเครื่องคืน ลูกค้า \_\_\_\_\_ ผู้รับเครื่องคืน  
วันที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

เลขที่ใบเสนอราคา \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ เลขที่ใบส่งของ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_



10/11 Moo.16 Lasalle Tower, Floor G/2, Floor 1-2, Srinakarin Road, Bangkaew Bangkok.  
Samutprakarn 10540 TEL 02-349-4780 - 3 Fax 02-758-8874 02-758-8883

IDS Medical Systems (Thailand) Company Limited

# Job Sheet

JOB -  -  CAS -

Customer Information

Name: <i>โรงพยาบาลศิริราช</i>					
Area: <i>A. 204</i>	Dept: <i>ER</i>				
Contact: <i>นายแพทย์ อนุชา</i>	Tel: <i>089-2525531</i>				
Equipment Detail		Category			
Agency: <i>stryker - Physio Control</i>	<input checked="" type="checkbox"/> WPM	<input type="checkbox"/> WCM	<input type="checkbox"/> INSP-IN	<input type="checkbox"/> Delivery <input type="checkbox"/> PSI	
Model: <i>LVCAO 2</i>	<input type="checkbox"/> CPM	<input type="checkbox"/> CCM	<input type="checkbox"/> INSP-EX	<input type="checkbox"/> Collection <input type="checkbox"/> FSCA	
Serial: <i>5091N999</i>	<input type="checkbox"/> APM	<input type="checkbox"/> ACM	<input type="checkbox"/> INST-IN	<input type="checkbox"/> Service-IN	
			<input type="checkbox"/> INST-EX	<input type="checkbox"/> COM-IN	

Fault / Customer Request / Complain

*Preventive Maintenance 5/6 11/2023*

Service Performed

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- ทดสอบการเชื่อมต่อสายไฟ
- ทำความสะอาด

Recommendation

Spare Parts			FE Details																			
Part Number	Qty	Description	Name:																			
			<i>212/6</i>																			
			Tel:	<i>094-8103596</i>																		
			Date:	<i>02/11/23</i>																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Travelling GO</th> <th colspan="2">Work Start</th> <th colspan="2">Travelling Back</th> </tr> <tr> <td>Start</td><td><input type="text"/></td><td>Start</td><td><input type="text"/></td><td>Start</td><td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>End</td><td><input type="text"/></td><td>End</td><td><input type="text"/></td><td>End</td><td><input type="text"/></td> </tr> </table>			Travelling GO		Work Start		Travelling Back		Start	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	End	<input type="text"/>	End	<input type="text"/>	End	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mark Complete Date: _____	
Travelling GO		Work Start		Travelling Back																		
Start	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>																	
End	<input type="text"/>	End	<input type="text"/>	End	<input type="text"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/> Customer Accepted _____ Date _____			<input type="checkbox"/> Resolve Case <input type="checkbox"/> Pending Case																			
Return to Customer			Email : <a href="mailto:idsMedTHLSERVICECALL@idsmed.com">idsMedTHLSERVICECALL@idsmed.com</a>																			
<input type="checkbox"/> Customer Accepted _____ Date _____			Mobile Phone : 091 770 5022																			

**SAINTMED**

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222,222/1-2 อาคารเวลดีน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร : 0-2527-8075-8, 0-2966-6467-8 โทรสาร : 0-2966-6471 www.saintmed.com อีเมล : info@saintmed.com

Job Sheet

เลขที่ 736

เลขที่ 36770

Check List Preventive Maintenance

นามผู้รับบริการ..... เครื่อง Defibrillator วันที่ 15 / 9 / 23  
 โรงพยาบาล สินธุ ชื่อ Mandray  
 หน่วยงาน/แผนก ER รุ่น DC DueDate - / 9 / 24  
 โทรศัพท์..... หมายเลขเครื่อง DC-5CD14252 เลขครุภัณฑ์.....

Accessories Quality Check	P	F	หมายเหตุ
รายการอุปกรณ์			
ECG trunk cable/AM12/Wam	/		
ECG Lead cable (3,5,12)	/		
SpO2 Extension Cable	/		
SpO2 Finger Probe / Y-sensor Cable	/		
NIBP Airhose	/		
NIBP Cuff (Adult,Ped,Neo)	/		
Temp Cable			
CO2 Cable/Sensor			
IBP Cable/Sensor			
Hard Paddle	/		
MFC Connector			
Ultrasound probe			
TOCO/UC probe			
Event marker			
Chest electrode			
Clamp			
Recording paper	/		
Control/Key Switch	/		
Battery	/		
AC power cord	/		
Rolling stand	/		

Quality Test	P	F	หมายเหตุ
ระบบการทำงานของเครื่อง			
Control/Key Switch Test	/		
LCD / 7Segment Display Test	/		
Date/Time Test	/		
Sound/Alarm Test	/		
Battery Power Test	/		
Battery Charger Test	/		
ECG Function Test	/		
SpO2 Function Test	/		
NIBP Function Test	/		
NIBP Leakage Test	/		
Co2 Function Test			
IBP Function Test			
Temp Function Test			
Defibrillator Function Test	/		
AED Mode Function Test	/		
FHR Function Test			
Toco/UC Function Test			
Printer Function Test	/		

หมายเหตุ..... เครื่องใช้ไม่ได้

การรับประกัน warranty

ในระยะเวลาประกัน

นอกระยะเวลาประกัน

สรุปผลการ PM

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หม่อมราชวงศ์  
(ลายมือชื่อลูกค้า)

ลายมือชื่อลูกค้า

สมชาย  
(ลายมือชื่อช่างปฏิบัติงาน)

ลายมือช่างปฏิบัติงาน

### Preventive Maintenance

Instrument Model: RX-1m019

S/N: 7201-0714

Installation Date: September 21



PM Date	Next PM Date	Engineer
28/8/23	11/23	WJS
13/11/23	02/24	WJS
20/2/24	5/24	WJS
16/5/24	8/24	WJS
6/8/24	11/24	WJS
2/11/24	2/25	WJS

i+MED Laboratories Company Limited.  
Call Center : 0915767165

BIO PLUS MEDICAL CO., LTD. BIOFM 2B-3: 11 May 2023

Cert No. : C2129330

Cal. Date : 21 May 2025



**BIO PLUS MEDICAL COMPANY LIMITED**  
51/769, Muban Phruksa 17, Mu 9 Lat Sawai Sub-district,  
Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province, Thailand 12150  
Telephone : 089-920-1509 E-mail : sales@bioplusgroup.com  
Line : @bioplusmedical www.bioplusgroup.com

## Certificate of Calibration

Equipment : Digital Thermo Hygrometer *off the freezer*  
Manufacturer : -  
Model : C602  
Serial Number : -  
Identification Number : -  
Condition : New  
Sensor Type : -  
Range / Channel : -

Certificate Number : C2125329  
Issued Date : 25 May 2025  
Job Number : J2125329  
Page : 1 of 2 Pages

Customer : SantiSuk Hospital  
205 Moo 4, Du Phong Subdistrict, Santi Suk District, Nan Province 55210 Thailand

Environment Condition : Temperature : 22 °C ± 3.0 °C  
Humidity : 50 %RH ± 15.0 %RH  
Voltage : 230 VAC ± 11.0 VAC

Calibrated Place : Bio Plus Medical Co.,Ltd. ( Sensor Laboratory )  
51/769 Phruksa Village 17 Moo 9, Ladsawai Lamlukka Patumthani 12150 Thailand

Calibrated By : Mr. Thongchan Kamsiri

Calibrated Date : 24 May 2025

Calibration Method : BIO WI 21

Calibration Procedure : This procedure was In-house method for calibration by comparison techniques with standard resistance thermometer and standard humidity meter into temperature and humidity chamber

Traceability : The measurement is traceable to SI units through

QRB (NSC-TISI-TIS-17025 Accredited no. Calibration 0292), Certificate no.QR24-3303

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Bio Plus Medica Company Limited.

( Mr. Thongchan Kamsiri )

Authorized Signatory